


INTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS

1. Extraiga la muestra de sangre por venopunción llenando completamente los tubos proporcionados.



2. Mezcle por inversión ente 8 y 10 veces.



3. Asegúrese que los tubos van rotulados con el ID del paciente.



4. Complete todos los campos de la solicitud. Las muestras deberán enviarse acompañadas del formulario de solicitud de muestras.

5. Coloque los tubos en los contenedores proporcionados.



6. Coloque los contenedores en la bolsa e introduzca la bolsa en la caja de envío.



7. Llame al laboratorio 963131800 ext 437225 para organizar la recogida.